



**MOVI Spa**  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 – Milano  
Italy

Tel. +39 02 509051  
Fax +39 02 5062467  
wimedinfo@movigroup.com  
[www.movigroup.com](http://www.movigroup.com)

R.E.A.: MI 1477333  
Capitale € 7.072.000 i.v.  
P. IVA – VAT No: IT 11575580151  
Certified Quality System ISO  
9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MOVI LEMAR SPA – Milano

## Carrozzina Winner Slim

**Fabbricante**  
Movi S.p.A  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia



### Descrizione

Carrozzina pieghevole con telaio stabilizzante in acciaio verniciato, con ruote posteriori da 20'' e anello corrimano, posizionate sotto il sedile per ridurre gli ingombri laterali e semplificare l'attraversamento dei passaggi stretti, quali porte di ridotte dimensioni, corridoi ecc.  
Rivestimento in \_Nylon lavabile.  
Braccioli lunghi estraibili.  
Pedane ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza  
Ruote posteriori ad utospinta da 20'', con corrimano in plastica sagomato.

### **Caratteristiche Tecniche**

Portata massima	100 Kg
Larghezza seduta	40 cm
Larghezza massima	49,5 cm
Profondità seduta	40 cm
Altezza massima	93 cm
Profondità massima ( senza pedane)	74 cm
Profondità massima ( con pedane)	102 cm
Distanza bracciolo seduta	24,5 cm
Altezza seduta	56 cm
Peso	17,5 Kg
Portata massima	100 Kg
Telaio	acciaio
Colore	Bordeuax

### **Codice / Descrizione Prodotto**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 15400016</li></ul>	Carrozzina Slim
<b>Classe di appartenenza</b>	I

**Emissione/Ultimo aggiornamento**

Data: 8-05-2011