

Carrozzina pieghevole autospinta reclinabile

Descrizione

Carrozzina pieghevole con schienale reclinabile. Autospinta, con ruote posteriori piene.

Telaio pieghevole stabilizzato in acciaio verniciato blu.

Ruote autospinta posteriori, con diametro 600mm in plastica, con coperture piene dure.

Freno e leva utilizzatore su ruote posteriori.

Ruote anteriori piroettanti diametro 175 mm. Gruppo pedane, con rotazione anteriori posteriori estraibile,

verticalizzabili e regolabili in altezza.

Schienale reclinabile prolungato

Caratteristiche Tecniche

Portata massima 120 Kg

Larghezza seduta 40 / 46 cm

Profondità seduta 40 cm

Larghezza trasporto 28 cm

Altezza schienale 65 cm con Poggiatesta

Altezza massima 85 – 90 cm

Profondità massima 105 cm

Altezza seduta 45 – 50 cm

Peso 17,5 Kg

Ruota (Ø600mm)

Telaio acciaio

Colore Blu (ruote Piene)



DURATA	COSTO	SPESE
15 aa	€ 45	€ 12
30 aa	€ 80	€ 12