



MOVI Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 – Milano
Italy

Tel. +39 02 509051
Fax +39 02 5062467
wimedinfo@movigroup.com
www.movigroup.com

R.E.A.: MI 1477333
Capitale € 7.072.000 i.v.
P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Certified Quality System ISO
9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MOVI LEMAR SPA – Milano

Carrozzina Reclining

Fabbricante
Movi S.p.A
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia



Descrizione

Carrozzina pieghevole con schienale reclinabile. Auto spinta, con ruote posteriori piene.

Telaio pieghevole stabilizzato in acciaio verniciato bordeaux.

Ruote auto spinta posteriori, con diametro 600mm in plastica, con coperture piene dure.

Freno e leva utilizzatore su ruote posteriori

Ruote anteriori piroettanti diametro 175 mm

Gruppo pedane, con rotazione antero posteriori estraibile, verticalizzabili e regolabili in altezza.

Schienale reclinabile prolungato

Caratteristiche Tecniche

Portata massima	120 Kg
Larghezza seduta	40 / 46 cm
Profondità seduta	40 cm
Larghezza trasporto	28 cm
Altezza schienale	65 cm con Poggiatesta
Altezza massima	85 – 90 cm
Profondità massima	105 cm
Altezza seduta	45 – 50 cm
Peso	17,5 Kg
Ruota (Ø600mm)	
Telaio	acciaio
Colore	Bordeaux (ruote Piene)

Descrizione

Codice

- 15300016
- 15300018

Descrizione

Carrozzina Reclining 16'' (40cm) Bordeaux
Carrozzina Reclining 18'' (46cm) Bordeaux

Accessori

Codice

- 15993007
- 15993014
- 15993008
- 15993015
- 15993009
- 15993010

Descrizione

Poggiatesta per recliner 16''
Poggiatesta per recliner 18''
Barra Antitorsione recliner 16''
Barra Antitorsione recliner 18''
Poggiabracchio removibile
Alzagambe per recliner

Classe di appartenenza

I

Emissione/Ultimo aggiornamento

Data: 8-05-2011