



**MOVI Spa**  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 – Milano  
Italy

Tel. +39 02 509051  
Fax +39 02 5062467  
wimedinfo@movigroup.com  
[www.movigroup.com](http://www.movigroup.com)

R.E.A.: MI 1477333  
Capitale € 7.072.000 i.v.  
P. IVA – VAT No: IT 11575580151  
Certified Quality System ISO  
9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MOVI LEMAR SPA – Milano

## Carrozzina Winner Kids

**Fabbricante**  
Movi S.p.A  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia



### Descrizione

Carrozzina auto spinta da bambino con struttura in alluminio completamente regolabile. Struttura leggera, pieghevole con sistema a singola crociera con tubo a sezione quadra e tubi seduta vincolati interamente al telaio.  
Ruote posteriore pneumatiche 20x1'' con corrimano in alluminio. Ruote anteriori in Pu da 4''.  
Rivestimento schienale e seduta in tessuto traspirante.  
Braccioli imbottiti desk/lungo con fianchetti in ABS. Freni con estensione maniglia.  
Ruotine antiribaltamento.

## Caratteristiche Tecniche

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Portata massima           | 80 Kg                             |
| Larghezza seduta          | 30/ 35 cm                         |
| Profondità seduta         | 38 cm                             |
| Altezza massima           | Da 26 a 41 con incrementi di 5 cm |
| Baricentro                | Regolabile                        |
| Altezza seduta posteriore | Da 38 a 42 cm                     |
| Altezza seduta anteriore  | Da 26 a 41 cm                     |
| Forcelle                  | Regolabili in inclinazione        |
| Peso                      | 12 Kg                             |
| Telaio                    | Alluminio                         |

## Codice / Descrizione Prodotto

### Codice

- 15390012
- 15390014

### Descrizione

- Carrozzina Winner Kids 12'' (30cm) colore giallo
- Carrozzina Winner Kids 14'' (35cm) colore giallo

## Accessori

- 15993901

Alza gambe per Winner Kids

**Data ultima modifica**

15/03/2013