

CARROZZINA PIEGHEVOLE PER OBESI SERIE PLUS CP300 SEDUTA 60 CM

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato DOPPIA crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori piene (Ø 60 cm), gomme nere in PU. Ruote anteriori nere in PU (Ø 20 cm - spessore 5 cm) con forcella in acciaio con fori per la regolazione della ruota. Braccioli corti estraibili con imbottitura in PU. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino fermatallone.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni e peso

CODICI							
CP300-60	118 cm	90 cm	48 cm	92 cm	76 cm	52 cm	59 cm

CODICI								
CP300-60	60 cm	41 cm	83 cm	32 cm	26 kg	62 cm	20 cm	200 kg

DURATA	COSTO	SPESE
15 gg	€ 45	€ 12
30 gg	€ 80	€ 12

Doppia crociera - Bariatrica

Plus

