



MOVI Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 – Milano
Italy

Tel. +39 02 509051
Fax +39 02 5062467
wimedinfo@movigroup.com
www.movigroup.com

R.E.A.: MI 1477333
Capitale € 7.072.000 i.v.
P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Certified Quality System ISO
9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MOVI LEMAR SPA – Milano

Carrozzina Winner Two

Fabbricante
Movi S.p.A
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia



Descrizione

Carrozzina Standard con telaio pieghevole stabilizzante, in acciaio verniciato.

Le ruote anteriori sono da 8'' (Ø200mm)

I rivestimenti sono in nylon, lavabile.

Cinturino ferma talloni.

Pedane indipendenti, ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza.

Corrimano in plastica.

Caratteristiche Tecniche

Portata massima	120 Kg
Larghezza seduta	40 / 43 / 46/ 50 cm
Profondità seduta	40 cm
Larghezza trasporto	26 cm
Altezza schienale	45 cm
Altezza massima	92 cm
Profondità massima	105 cm
Altezza seduta	49 cm
Peso	17 Kg
Ruota in alluminio da 24'' (Ø600mm)	Ruota Piena
Telaio	acciaio
Colore	Blu (ruote Piene)

Codice / Descrizione Prodotto

Codice	Descrizione
• 15100016	Carrozzina Two 16'' (40cm) Blu
• 15100017	Carrozzina Two 17'' (43cm) Blu
• 15100018	Carrozzina Two 18'' (46cm) Blu
• 15100020	Carrozzina Two 20'' (50cm) Blu

Codice	Descrizione
• 15992018	Alzagambe

Classe di appartenenza	I
-------------------------------	---

Emissione/Ultimo aggiornamento Data: 8-05-2011