



MOVI Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 – Milano
Italy

Tel. +39 02 509051
Fax +39 02 5062467
wimedinfo@movigroup.com
www.movigroup.com

R.E.A.: MI 1477333
Capitale € 7.072.000 i.v.
P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Certified Quality System ISO 9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MOVI LEMAR SPA – Milano

Deambulatore con Ascellari

Fabbricante
Movi S.p..A
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia



**Destinazione
d'uso**

E' consigliato per uso in ambienti interni, per persone con disabilità motorie temporanee.

Descrizione Modello pieghevole in acciaio con ascellari, dotato di quattro ruote piroettanti di cui due con freno.
Appoggio sottoascellari regolabili in altezza da 110 a 152 cm

Caratteristiche Tecniche

Superficie d'ingombro aperto	Larghezza 53 cm x lunghezza 72 cm
Superficie d'ingombro chiuso	Larghezza 17 cm x lunghezza 74 cm
Altezza Struttura	88 cm
Altezza barra	94 cm
Carico di lavoro ammesso	130 kg

Materiali

Profilati	Acciaio
-----------	---------

Codici prodotti

Descrizione	Codice
Rollator ascellare	15601502

Accessori

Descrizione	Codice
Sedile	156015XXXX

Conformità alla direttiva 93/42/CEE Conforme alle direttiva 93/42/CEE così come modificata dalla Direttiva 2007/47/EEC.

Classe di appartenenza I

Codice ISO 12.06.09.006
12.06.09.130
12.06.09.106

Indicazioni sulla manutenzione Vedasi il manuale d'uso

Pulizia Vedasi manuale d'uso

Confezionamento Il dispositivo viene fornito smontato per motivi di imballaggio e facilità di trasporto.
Unità di imballo: 1

Emissione/Ultimo aggiornamento

Data: 18-03-2011