



**MOVI Spa**  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 – Milano  
Italy

Tel. +39 02 509051  
Fax +39 02 5062467  
wimedinfo@movigroup.com  
[www.movigroup.com](http://www.movigroup.com)

R.E.A.: MI 1477333  
Capitale €. 7.072.000 i.v.  
P. IVA – VAT No: IT 11575580151  
Certified Quality System ISO  
9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MOVI LEMAR SPA – Milano

## Alza malati smontabile da terra

**Fabbricante**  
Movi S.p.A  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia



### Descrizione

Alza malato con aggancio per letti da degenza, dotato di attacco universale per tutti i letti, che presentano una struttura orizzontale a sezione tonda nella testata di circa 30mm

### Caratteristiche Tecniche

Portata massima

85 Kg

### Codice / Descrizione Prodotto

#### Codice

- 15009900

#### Descrizione

Alza malati smontabile da terra

#### Classe di appartenenza

I

**Emissione/Ultimo aggiornamento**

Data: 9-10-2011