

SCHEDA TECNICA

Linea ausili SafeLife

Rollator in Alluminio

Cod. 15.6070.00

Rollator 2 ruote fisse e 2 Ruote Piroettanti

Rollator pieghevole in alluminio verniciato. 4 ruote di diametro 18,5 cm, spessore 3,5 cm. Impugnatura anatomiche regolabili in altezza per il massimo confort. Dotato di freni doppia funzione sulle ruote posteriori. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Fornito con sedile, vassoio e cestino portaoggetti. Seduta 54 cm da terra. Regolabile in altezza da 83 a 95 cm. Peso max sopportabile 100 Kg.

CONTROINDICAZIONI

L'impiego del deambulatore non è indicato in caso di:

- Disturbi di percezione
- Gravi disturbi dell'equilibrio

DATI TECNICI

Materiale	Struttura alluminio (laccato) Imbottitura sedile e sostegno lombare PU
Colore	Nero - Azzurro
Altezza sedile (cm)	54
Altezza regolabile impugnatura (cm)	79-95
Larghezza totale (cm)	60
Lunghezza totale (cm)	76
Altezza totale (cm)	90
Peso (Kg)	7,5
Seduta (cm)	54
Carico max. ammissibile (Kg)	100



PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire i particolari con un panno ed un detersivo non corrosivo. Controllate periodicamente il serraggio di tutti i dadi e viti che con l'uso continuo possono allentarsi. Verificate periodicamente lo stato dei puntali in gomma. Sostituirli in caso di usura.