



MOVI Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 – Milano
Italy

Tel. +39 02 509051
Fax +39 02 5062467
wimedinfo@movigroup.com
www.movigroup.com

R.E.A.: MI 1477333
Capitale € 7.072.000 i.v.
P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Certified Quality System ISO
9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MOVI LEMAR SPA – Milano

Scooter Foldable S19

Fabbricante
HERTWAY MEDICAL PRODUCTS CO.LTD
GONGYEQU 25TH RD NANTUN DIST.
TAICHUNG CITY 408
TAIWAN



Scooter ripiegabile leggero ed elegante, la sua scocca in lega di alluminio permette di ripiegarlo con facilità per trasportarlo all'interno dell'automobile.

Lo scooter S19 può raggiungere una velocità massima di 6,5Km/H per un'autonomia di 20 Km

Descrizione

Caratteristiche Tecniche

Portata massima	115 Kg
Velocità massima	6,5 Km/h
Batterie	24 V 11,5A h-Litio polimero
Autonomia Batterie	20 Km
Caricabatterie	2,5 Amp 110/240 Volt
Peso con batteria	27,3 Kg

Peso senza batterie	24 Kg
Larghezza	485 mm
Altezza	945 mm
Lunghezza	930 mm
Altezza da terra	35 cm
Sospensioni	anteriore
Trazione	posteriore
Colore	Blu

Descrizione

Codice

- 14282013

Descrizione

Scooter Cutie Foldable S17 – Blu

Emissione/Ultimo aggiornamento

Data: 07-02-2013