



Sollevatore elettrico SafeLife (kg. 130)

Cod: **15010100**

Cod. ISO 12.36.03.006

Solleva persone mobile con motore elettrico e base regolabile in larghezza mediante pedaliera. Consigliato sia per l'utilizzo domiciliare che nelle strutture sanitarie, offre la possibilità di sollevare il paziente anche da terra.

E' fornito di un sistema elettrico a bassa tensione, con possibilità di estrazione del pacco batteria per la ricarica, (tempo di ricarica 12 h), dotato di tasto di emergenza per abbassare il pistone in caso di malfunzionamento e di pulsante per blocco di sicurezza quando si sposta il cliente.

Larghezza: (a base chiusa) 65 cm.

Larghezza: (a base aperta) 108 cm.

Lunghezza: 114 cm.

Altezza totale: 139 cm.

Peso: 43 Kg.

Portata massima: 130 Kg.

Colore: Blu con finitura antigraffio

Motore: Linak