



MOVI Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 – Milano
Italy

Tel. +39 02 509051
Fax +39 02 5062467
wimedinfo@movigroup.com
www.movigroup.com

R.E.A.: MI 1477333
Capitale € 7.072.000 i.v.
P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Certified Quality System ISO
9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MOVI LEMAR SPA – Milano

Sponde a Discesa Vericale

Fabbricante
Movi S.p.A
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia



Sponde telescopiche regolabili in lunghezza a scomparsa verticale
Per letti Liuto / Cetra / Arpa

Descrizione

Caratteristiche Tecniche

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Lunghezza regolabile | Da 105 a 180 cm |
| Altezza regolabile in 3 misure | Da 30-40-45 cm |
| Peso | 14 Kg |
| Altezza massima | 45 cm |
| Telaio | acciaio |
| colore | Nero martello |

Codice / Descrizione Prodotto**Codice**

- 15001004

Descrizione

Sponde a discesa verticale

Classe di appartenenza

I

Emissione/Ultimo aggiornamento

Data: 12-03-2012