



## Carrozzina WINNER KIDS

Cod. 15390012 - Winner Kids 12" (30 cm.) colore giallo verde

Cod. 15390014 - Winner Kids 14" (35 cm.) colore giallo verde

Carrozzina autospinta da bambino con struttura in alluminio completamente regolabile. Struttura leggera, pieghevole con sistema a singola crociera con tubo a sezione quadra e tubi seduta vincolati interamente al telaio.

Ruote posteriori pneumatiche 20x1" con corrimano in alluminio.

Ruote anteriori in PU da 4". Rivestimento schienale e seduta in tessuto traspirante con fascie tensionabili.

Braccioli imbottiti desk/lung con fianchetto in ABS. Freni con estensione maniglia. Maniglie di spinta regolabili in altezza.

Ruotina antiribaltamento.

### CARATTERISTICHE

Larghezza seduta : regolabile da 27,5 a 35 cm. con incrementi di 2,5 cm.

Profondità seduta : regolabile da 25 a 35 cm. con incremento di 2,5 cm.

Altezza seduta : anteriore da 26 a 41 cm. con incrementi di 5 cm.

Altezza seduta anteriore : da 38 a 42 cm.

Baricentro : regolabile

Poggiagambe : regolabili in altezza

Poggiapiedi : separati, regolabili in inclinazione, trasformabili in pedana unita regolabile in larghezza

Forcelle : regolabili in inclinazione

Peso carrozzina : 12 Kg.

Portata carrozzina

a : 80 Kg.

### ACCESSORI

Pedana inclinazione variabile - Cod. 15993901