



## Polyplot® 120

Cod. **P102MPLPMHI120** - Polyplot® 120 con copertura Polymaille®

Il materasso Polyplot 120 è un dispositivo medico destinato alla prevenzione e/o alla coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione anche in pazienti obesi.

Realizzato in poliuretano espanso ad alta resilienza e alta densità, con stabilizzatori laterali di sostegno, che riducono i rischi di scivolamento laterale del paziente facilitando entrata ed uscita dal letto. Migliore areazione riducendo i rischi di macerazione cutanea.

Fornito completo di copertura integrale bi-estensibile, impermeabile e traspirante Polymaille® che assicura il massimo comfort ed evita l'effetto amaca; riduce le forze di taglio e stiramento e assicura una perfetta ventilazione mantenendo la temperatura corporea costante. Trattamento Anti-microorganismi. Cerniera su tre lati con lembo di protezione posta al di sotto del materasso. Massima protezione interna. Base antiscivolo.

*Portata terapeutica consigliata / Dimensioni:*

**Materasso sostitutivo - 180 Kg. / 120x200x14 cm.**



## Polyplot® 3

Cod. **P101MMPFDH** - Polyplot® 3 con copertura Polyfilm®  
Cod. ISO: 03.33.06.003

Materasso a tre sezioni. Grazie alla modularità delle sezioni è ideale per letti a movimentazione. Lo speciale disegno della superficie, a scanalature, permette una migliore areazione e i movimenti del paziente, mantenendo la temperatura corporea costante.

Prodotto in poliuretano espanso ad alta resilienza.

Perfettamente articolabile con le articolazioni dei letti; ottimizzazione del microclima con ampi canali di areazione.

Indicato per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito. Telo Polyfilm in poliuretano ipoallergenico 100%, traspirante, resistente agli strappi e all'usura (raggi UV, urina), reazione al fuoco classe 4M, con angoli elastici.

*Portata terapeutica consigliata/Dimensioni:*

**Materasso sostitutivo - fino a 130 kg. / 90x200x17 cm.**



## Polymulti® 3

Cod. **P141MMPFDH** - Materasso Polymulti® 3 con copertura in Polyfilm®  
Cod. ISO: 03.33.06.006

Materasso in schiuma di poliuretano espanso ad alta resilienza e alta densità (40 Kg/m<sup>3</sup>) con zone a capacità differenziata di distribuzione del peso. Diviso in tre sezioni di 65x86x17 cm. ognuna, diversamente componibili in base al peso del paziente. Il disegno a blocchi favorisce la ventilazione nelle aree di contatto mantenendo contemporaneamente la temperatura corporea costante.

Tre zone a ridotte pressioni di contatto (testa, sacro e talloni). Tre monostampi separati. Gli inserti a ridotte pressioni (zone bianche) sono asimmetrici e possono essere ruotati per adattarsi a pazienti di varie stature. Indicato per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.

*Portata terapeutica consigliata / Dimensioni:*

**Materasso sostitutivo - 120 Kg. / 90x200x17 cm.**



## Polyplot® 1

Cod. **P101MPLPFDH** - Polyplot® 1 con copertura Polyfilm®  
Cod. **P102MFLPMHI** - Polyplot® ignifugo con cover Polymaille®  
Cod. ISO: 03.33.06.003

Materasso a sezione unica e bordi laterali di sostegno particolarmente utili perchè consentono la frequente movimentazione del paziente e una perfetta stabilità del materasso sul letto.

Lo speciale disegno della superficie, a scanalature, permette una migliore areazione e la movimentazione del paziente, mantenendo la temperatura corporea costante.

Prodotto in poliuretano espanso ad alta resilienza e alta densità (40 Kg/m<sup>3</sup>). Resistente nel tempo.

Perfettamente articolabile con le articolazioni dei letti; ottimizzazione del microclima con ampi canali di areazione.

Facile e sicuro ingresso/uscita paziente, con stabilizzatori laterali. Angoli arrotondati, utili per alloggiamenti.

Indicato per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.

Telo Polyfilm® in poliuretano ipoallergenico 100%, traspirante, resistente agli strappi e all'usura (raggi UV, urina), reazione al fuoco classe 4M, con angoli elastici.

*Portata terapeutica consigliata/Dimensioni:*

**Materasso sostitutivo - fino a 130 kg. / 90x200x14 cm.**