



MOVI Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 – Milano
Italy

Tel. +39 02 509051
Fax +39 02 5062467
wimedinfo@movigroup.com
www.movigroup.com

R.E.A.: MI 1477333
Capitale € 7.072.000 i.v.
P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Certified Quality System ISO 9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MOVI LEMAR SPA – Milano

Deambulatore Fisso con ruote fisse / con ruote piroettanti

Fabbricante
Movi S.p.A
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia



Descrizione

Deambulatore pieghevole disponibile nella versione con ruote anteriori piroettanti da 7,5 cm e ruote fisse anteriori da 7,5 cm. Costruito in alluminio anodizzato sia fisso che alternato. Nell'utilizzo alternato ciascun lato della struttura si muove alternativamente in modo da favorire la deambulazione. Regolabile in altezza

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni 61x46 cm

Carico di lavoro ammesso 120 kg

Materiali

Profilati Alluminio

Codici prodotti

Descrizione

Deambulatore Fisso con ruote pirottanti

Deambulatore Fisso con ruote fisse

Codice

15601400

15601300

Conformità alla direttiva 93/42/CEE

Conforme alle direttiva 93/42/CEE così come modificata dalla Direttiva 2007/47/EEC.

Classe di appartenenza

I

Indicazioni sulla manutenzione Vedasi il manuale d'uso

Pulizia Vedasi manuale d'uso

Confezionamento Il dispositivo viene fornito smontato per motivi di imballaggio e facilità di trasporto.

Emissione/Ultimo aggiornamento

Data: 10-01-2013