



MOVI Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 – Milano
Italy

Tel. +39 02 509051
Fax +39 02 5062467
wimedinfo@movigroup.com
www.movigroup.com

R.E.A.: MI 1477333
Capitale € 7.072.000 i.v.
P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Certified Quality System ISO
9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MOVI LEMAR SPA – Milano

Rollator Rolly - 2

Fabbricante
Movi S.p.A
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia



Descrizione

Deambulatore stabile e funzionale, doppio uso, carrozzina e rollator
Ausilio in acciaio verniciato, pieghevole e regolabile in altezza.
La ricca dotazione rende questo ausilio versatile e completo per ogni
necessità.

Caratteristiche Tecniche

Profondità sedile	30 cm
Altezza schienale da terra	76 cm
Larghezza Max ingombro	64 cm
Lunghezza Max ingombro	60 cm
Altezza impugnature	85-105 cm
Regolazione Rollator	Da 81 a 93 cm
Struttura	Alluminio
Altezza seduta	56 cm
Larghezza Sedile	42 cm
Diametro ruote	18,5 cm
Portata massima	Kg 100 kg
Peso	Kg 9,5
Colore	Bordeaux

Codice / Descrizione Prodotto

Codice	15609100	Rollator Rolly 2
---------------	----------	------------------

Codice ISO

Ausili per la deambulazione utilizzati con 2 braccia, rigido con appoggio al terreno	12.06.03.003
Scorrevole su 4 ruote piroettanti con freno azionabile a mano	12.06.09.009
Sedile imbottito e rivestito	12.06.09.106
Regolazione della base in altezza	12.06.09.109
Sostegno pelvico regolabile	12.06.09.121
Telaio pieghevole e smontabile	12.06.09.130
Manubrio regolabile	12.06.09.142
Classe di appartenenza	I