



**MOVI Spa**  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 – Milano  
Italy

Tel. +39 02 509051  
Fax +39 02 5062467  
wimedinfo@movigroup.com  
www.movigroup.com

R.E.A.: MI 1477333  
Capitale € 7.072.000 i.v.  
P. IVA – VAT No: IT 11575580151  
Certified Quality System ISO 9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MOVI LEMAR SPA – Milano

## Tavolino Servi pranzo Pieghevole

**Fabbricante**  
Movi S.p..A  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia



**Destinazione  
d'uso**

Vassoio servi pranzo con ruote, per uso domiciliare ed ospedaliero

**Descrizione**

Vassoio servi pranzo con ruote, regolabile in altezza ed inclinazione.  
Completamente pieghevole.

### Caratteristiche Tecniche

**Dimensioni e peso**

Larghezza 60 cm

Profondità	40 cm
Altezza	Da 61 cm a 94 cm

## Materiali

Struttura	Acciaio
Superficie profilati	Legno

## Codici prodotti

Descrizione	Codice
Tavolino servi pranzo con ruote richiudibile	15001010
<b>Conformità alla direttiva 93/42/CEE</b>	Conforme alle direttiva 93/42/CEE così come modificata dalla Direttiva 2007/47/EEC.

**Indicazioni sulla manutenzione** Vedasi il manuale d'uso

**Pulizia** Vedasi manuale d'uso

**Confezionamento**  
1 Cartone 1

**Emissione/Ultimo aggiornamento**

Data: 14-01-2011