

|                               |                      |                   |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Rev. 01 – 10.04.2018 | Modulo <b>STD</b> |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| RP545 | Rollator 4 ruote – OCEANO 2.0 |
|-------|-------------------------------|

**Destinazione d'uso**

I rollator della linea MOPEDIA sono destinati alla mobilità di persone con difficoltà motorie per facilitarne la deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Rollator pieghevole con struttura in tubo di alluminio verniciato con seduta inclusa. Dotato di 4 ruote da Ø 20 cm, le frontali piroettanti con forca completa di catarifrangente e le posteriori fisse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort complete di catarifrangente. Completamente pieghevole per essere trasportato e riposto in pochissimo spazio. Completo di seduta, schienale, borsa e porta bastone/stampella.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Fabbricante ai sensi 93/42        | MORETTI S.P.A. |
| Paese di produzione               | CINA           |
| Classe di dispositivo 93/42       | Classe I       |
| Codice di classificazione GMDN    | 31120          |
| Codice di classificazione CND     | Y120609        |
| Repertorio dei Dispositivi Medici | 1661750        |
| Codice nomenclatore DM 332/99     | 12.06.09.009   |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Peso Max sopportabile | 136 Kg                                     |
| Dimensione seduta     | 45 x 20 Cm                                 |
| Confezionamento       | Polietilene stampato / Scatola di Cartone. |

**MATERIALI PRINCIPALI**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Tubo        | Alluminio     |
| Impugnatura | Polipropilene |
| Ruote       | PVC           |

| DIMENSIONI      |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| Misure in<br>cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>RP545</b>    | 69  | 79÷92   | 54  | 62  | 47  | 27   | 7,6   | 20  | 20  | Portata MAX<br>136  |