

MAGNETOCEMP ELITE

MAGNETOTERAPIA | 52 PROGRAMMI

DISPOSITIVO PROFESSIONALE PER MAGNETOTERAPIA PROVVIDO DI UNA GAMMA COMPLETA DI PROGRAMMI PREIMPOSTATI PER TRATTARE ARTROSI, INFIAMMAZIONI ARTICOLARI, EDEMI OSSEI E ALTRE PATOLOGIE CHE COLPISCONO L'APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO.

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

2 indipendenti

Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 160 Gauss di media per canale
- 320 Gauss di media totali (per 2 canali)

Frequenza

5-200 Hz

Duty Cycle

5-50%

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile (non in dotazione)

Dimensioni

100x160x35 mm


Peso

280 gr

DOTAZIONE DI SERIE

Codice **G6408**

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNETOCEMP ELITE
- 2 Solenoidi flessibili, 300x100 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE
0476



- EASY PROGRAM**
- 1+1 FUNZIONE 1+1**
- LAST 10**
- PROGRAMMABILE**
- MULTI USER**
- OPZIONE NOLEGGIO**
- RUN TIME / MODIFICA DEI PARAMETRI**
- ALIMENTAZIONE A RETE**

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

MAGNETOCEMP ELITE

MAGNETOTERAPIA | 52 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

ARTROSI/ARTRITE

Artrosi ginocchio

Artrosi cervicale

Artrite

Artrosi

Artrosi mano

Artrosi anca

Artrosi spalla

Artrosi colonna

DOLORE

Algodistrofia – Morbo di Sudeck

Mal di schiena

Dolori articolari

INFIAMMAZIONI

Antinfiammatorio

Epicondilitis

Epitrocleite

Tunnel carpale

Tendinite spalla

ORTOPEDIA

Post intervento LCA

Lesione cartilagine

Protesi ginocchio

Protesi anca

PATOLOGIE OSSEE

Fratture

Frattura scafoide

Frattura polso

Fratture spalla

Frattura clavicola

Frattura avambraccio

Frattura bacino

Frattura tibia

Frattura femore

Ritardo consolidamento fratture

Frattura con gesso

Osteonecrosi

Osteoporosi

Edemi ossei

TRAUMI / EDEMI / FERITE

Distorsione caviglia

Edemi-contusioni

PROGRAMMI PREIMPOSTATI A DIVERSA FREQUENZA

Programma multifrequenza

Programma 10 Hz

Programma 20 Hz

Programma 30 Hz

Programma 40 Hz

Programma 50 Hz

Programma 60 Hz

Programma 70 Hz

Programma 80 Hz

Programma 90 Hz

Programma 100 Hz

Programma 120 Hz

Programma 140 Hz

Programma 160 Hz

Programma 180 Hz

Programma 200 Hz