



SCHEDA TECNICA

DEAMBULATORE ASCELLARE MODELLO 268 PIEGHEVOLE

PRODOTTURE: Vermeiren Group N.V. Belgio

DESCRIZIONE: Deambulatore con struttura tubolare in acciaio verniciato blu. Tavolo imbottito e regolabile in altezza. Dotato di 4 ruote da mm 75 piroettanti, di cui le 2 posteriori frenanti. Pieghevole per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio.

CODICE ISO: 12.06.12.003 (ex 12.06.09.006 / 12.06.09.130 / 12.06.09.136)

CODICE PRODOTTO: 8001405

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 2139248/R**

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Regolabile in altezza da: cm 98 a cm 128
Larghezza totale: cm 58
Lunghezza totale: cm 76
4 ruote piroettanti diametro: mm 75
Portata massima: Kg 120

Sedile: optional su richiesta

MATERIALI: Telaio in acciaio blu, rivestimento in skai. No latex.

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: Il deambulatore mod. 268 è stato sottoposto a test e controlli di qualità ed è conforme alle normative vigenti in materia.

È stato classificato come dispositivo di Classe I e viene fabbricato secondo le normative Medical Devices Regulation 2017/745/MDR, rispetta gli standard prodotto EN 19859:1999, ISO 11199-2:2021, ISO 21856 (ex EN 12182) ed è marchiato CE.

L'ottemperanza alle normative menzionate è garantita dalla certificazione aziendale ISO 13485.

I deambulatori Vermeiren sono stati certificati anche da altri enti europei accreditati, che garantiscono ulteriormente il rispetto delle normative europee vigenti in materia.

GARANZIA: Il deambulatore mod.268 è garantito per 2 anni per problemi strutturali e non da usura normale, inoltre tutte le parti di ricambio sono disponibili per almeno 5 anni.



VERMEIREN Italia s.r.l.

Sede operativa/amministrativa:
via Ramazzotti, 12
20045 Lainate (MI)
Tel.: +39 02 99 77 07
Fax: +39 02 93 58 56 17
Cod.Fisc./P.IVA: IT 02298170123
www.vermeiren.it | info@vermeiren.it

Sede legale:
via Francesco Petrarca, 24
20123 Milano
Capitale Sociale: € 96.900,00 i.v.
R.E.A. MI-1973392
Iscr.reg. R.A.E.E. n. IT 08090000005465

VERMEIREN
we care for you

